

CLIPS - "para juntas NS"



➤ Fabricado en POM con resistencia química excelente y alta resistencia mecánica.

➤ Con sus mordazas flexibles, garantizan una conexión hermética absoluta a prueba de fugas de dos juntas NS.

color	tamaño NS	cant. en embalaje
negro	NS 10/19	1 pieza
púrpura	NS 12/21	1 pieza
amarillo	NS 14/23	1 pieza
azul	NS 19/26	1 pieza
verde	NS 24/29	1 pieza
rojo	NS 29/32	1 pieza
naranja	NS 34/35	1 pieza
marrón	NS 45/40	1 pieza