

MATRACES AFORADOS CLASE "A" CON CERTIFICADO



- Se producen de vidrio de borosilicato 3.3 con los estándares apropiados de DIN EN ISO 1042 y DIN 12664-2.
- Se calibran con el estándar apropiado de DIN/ISO Clase "A".
- El proceso de calibración, que se dirige por los robots automáticos, evita que el valor real se desvíe del nominal.



volumen	tamaño de cuello NS
5 ml	10/19
10 ml	10/19
20 ml	10/19
25 ml	10/19
25 ml	12/21
50 ml	12/21
50 ml	14/23
100 ml	12/21
100 ml	14/23
150 ml	14/23
200 ml	14/23
250 ml	14/23
300 ml	14/23
400 ml	19/26
500 ml	19/26
1000 ml	24/29
2000 ml	29/32

➤ Los matraces transparentes disponen de un anillo de menisco de color azul, después de su marcado con una herramienta de diamante.

➤ La marca del menisco grabada con diamante ofrece una mayor durabilidad y el color azul en la marca facilita la observación del mismo.

➤ Los frascos se suministran con un tapón de P.E a prueba de fugas que garantiza un cierre perfecto.