

ASA CALIBRADA METALICA



MANIJA DE LAZO DE INOCULACIÓN

- La manija del lazo está fabricada en latón niquelado.
- El eje del mango del lazo está aislado por PVC para una mayor protección del usuario contra el calor.
- Dispone de un extremo de apriete por tornillo para la sujeción firme de los lazos utilizados.
- La manija garantiza una sujeción fácil y una aplicación que no causa fatiga.



LAZO DE INOCULACIÓN - "acero inoxidable"

- Estos bucles duraderos están fabricados de alambre metálico de níquel-cromo con hilos de alambre trenzado.
- La forma del cuerpo altamente flexible permite una siembra cómoda y eficiente y evita la formación de estrías en los cultivos.
- Las superficies del lazo ultra lisas permiten un fácil estriado y una siembra sin problemas, sin riesgo de cortar o dañar la superficie del agar.
- Se puede calentar hasta 1.200°C y se puede enfriar rápidamente después de la esterilización por calor.

Dirección: Victoria 1401 San Bernardo Teléfono: 225272020

E-mail: ventas02@glasslab.cl / cotizacion@glasslab.cl