

Embudo Analítico de Vidrio



EMBUDOS ANALÍTICOS

- Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor y duradero, o de polipropileno con bordes y vástago largo.
- Las nervaduras helicoidales internas aumentan la velocidad de filtro y también impiden la contrapresión y las bolsas de aire.
- El ángulo de filtración del cono de 60° garantiza una excelente adaptación de los papeles de filtro.
- La pared gruesa y el borde reforzado evitan roturas durante el lavado y el transporte.



EMBUDOS *"vidrio" - "plano"*

- Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor y duradero con vástago corto según la norma ISO 4798.
- El ángulo de filtración del cono de 60° garantiza una excelente adaptación de los papeles de filtro.
- La pared gruesa y el borde reforzado evitan roturas durante el lavado y el transporte.