

## ***ABRAZADERA 2 MORDAZAS CON NUEZ***



- Fabricado en acero cromado de alta calidad resistente a la corrosión, para varios objetos de la manera más segura.
- Dispone de un cabezal giratorio que proporciona un giro de 360° del objeto alrededor de su eje.
- La función de bloqueo de la nuez garantiza la posición perfecta de los objetos sujetos.
- Las abrazaderas ajustables garantizan un control perfecto de la presión.
- Las mordazas aisladas recubiertas de PVC garantizan un perfecto aislamiento térmico.
- El recubrimiento suave sostiene el material de vidrio suavemente y evita roturas.
- Las abrazaderas pueden abrirse y cerrarse suavemente con un diámetro de agarre de 50 mm.