

## ***ABRAZADERA 2 MORDAZAS SIN NUEZ***



- Fabricado en acero cromado de alta calidad resistente a la corrosión, para varios objetos de la manera más segura.
- Las mordazas aisladas recubiertas de PVC garantizan un perfecto aislamiento térmico.
- El recubrimiento suave y elástico sostiene el material de vidrio suavemente y evita posibles roturas.
- Las abrazaderas ajustables individualmente garantizan un control perfecto y preciso de la presión y la posición de sujeción.
- Las abrazaderas pueden abrirse y cerrarse suavemente con un diámetro de agarre de 50 mm.