

## ARGOLLA METALICA

*destilación, filtración, separación & preparación de muestras*



SOPORTES DE EMBUDOS  
"acero" - "sin nuez"

► Fabricado en acero cromado de alta calidad y resistente a la corrosión para sostener de la manera más segura todo tipo de embudos de hasta 150 mm de diámetro.

► La forma exclusiva del anillo con una hendidura permite un uso práctico también con embudos de separación.

número de catálogo	diám. del soporte	cant. emb.
042.03.040	40 mm	1 pieza
042.03.060	60 mm	1 pieza
042.03.080	80 mm	1 pieza
042.03.100	100 mm	1 pieza



SOPORTES DE EMBUDOS  
"acero" - "con nuez"

► Fabricado en acero cromado de alta calidad y resistente a la corrosión para sostener de la manera más segura todo tipo de embudos de hasta 150 mm de diámetro.

► El anillo con hendidura permite su uso también con embudos de separación.

► La nuez montada en el vástago permite la conexión rápida y fácil del soporte del embudo a las varillas de soporte.

número de catálogo	diám. del soporte	cant. emb.
042.04.040	40 mm	1 pieza
042.04.060	60 mm	1 pieza
042.04.080	80 mm	1 pieza
042.04.100	100 mm	1 pieza