

## Dedal de extracción

### DEDAL EXTRACTOR - "celulosa"

- Fabricados con fibras de algodón gruesas y 100% puras para obtener resultados reproducibles sin dañar las muestras.
- Ofrece alta resistencia a la temperatura hasta 550 °C, alta resistencia mecánica y excelente capacidad de retención.
- La precisión dimensional controlada garantiza un excelente ajuste al cuerpo de los extractores.
- También es adecuado para extraer muestras sólidas o líquidas de los gases.



número de catálogo	diámetro	altura	cant. en embalaje
102.28.080	28 mm	80 mm	25 piezas
102.30.080	30 mm	80 mm	25 piezas
102.33.080	33 mm	80 mm	25 piezas
102.33.094	33 mm	94 mm	25 piezas
102.34.120	34 mm	120 mm	25 piezas

Dirección: Victoria 1401 San Bernardo Teléfono: 225272020

E-mail: [ventas02@glasslab.cl](mailto:ventas02@glasslab.cl) / [cotizacion@glasslab.cl](mailto:cotizacion@glasslab.cl)