

ESPATULA LADO PLANO/LADO MICRO CUCHARA



Medida

150 mm
180 mm
210 mm

- Fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304 resistente a productos químicos y a la corrosión.
- Apropriada para objetos de tamaño pequeño.
- Dispone de una micro cuchara para partículas de tamaño pequeño en un extremo y una espátula recta/plana en el otro extremo.
- La construcción robusta y sin costuras garantiza una larga durabilidad.
- Las superficies lisas y pulidas permiten una limpieza rápida y fácil.