

ESPATULA MANGO MADERA



Medidas:

75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

- Fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304 resistente a productos químicos y a la corrosión, con mango de madera.
- Adecuado para la transferencia de productos de tamaño grande.
- Dispone de una cuchilla plana en un extremo y un mango de madera en el otro extremo.
- La construcción robusta y sin costuras garantiza una larga durabilidad.
- Las superficies lisas y pulidas permiten una limpieza rápida y fácil.