

## ***PINZA PUNTA RECTA***



### **Medidas:**

*105 mm  
115 mm  
130 mm  
150 mm  
160 mm  
200 mm*

- Fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304 resistente a productos químicos y a la corrosión.
- Pinzas más comúnmente empleadas para disecar.
- Cuentan con una punta fina afilada y recta, sin mordaza.
- La construcción robusta y sin costuras garantiza una larga durabilidad.
- Las líneas reticuladas en la parte media del cuerpo permiten una manipulación segura y fácil.