

PIPETA SEROLOIGICA



- Fabricado de poliestireno virgen de excelente transparencia óptica.
- Esterilizado con irradiación gamma.
- Libre de RNasa, Dnasa, ADN y pirógeno.
- El diseño único ofrece un interior suave que impide la adherencia celular y aglutinándose dentro de la pared de la pipeta.
- Pipeta estable y resistente a roturas, su punta ofrece un flujo constante y estable en todo momento.
- **Volúmenes:** 1 ml; 2 ml; 5 ml y 10 ml.