

PISETAS/FRASCOS LAVADORES



➤ Fabricado en polietileno altamente translúcido y semirrígido con paredes gruesas y esquinas resistentes al aplastamiento.

➤ La forma ergonómica ofrece un agarre fácil y un apriete fácil durante el uso.

➤ Es posible cortar la punta del tubo descarga para aumentar la velocidad de flujo.

➤ Una tapa de cierre unida al tubo de descarga evita la contaminación cuando el frasco lavador no está en uso.

Volumen:

- 250 ml
- 500 ml

