

## *PROBETA PLASTICA*

### Volumen (ml.)

25: 0.5  
50: 1.0  
100: 1.0  
250: 2.0  
500: 5.0  
1000:10  
2000: 20



- Se produce de polipropileno con paredes anchas que elimina la distorsión y deformación respecto a la norma DIN en 1042.
- Tienen una transparencia óptica y tolerancia a los químicos y al calor.
- Se calibran con el estándar DIN CLASE B.
- El diseño impecable de la boquilla ofrece una transmisión de agua excelente.
- Para una precisión constante no debe ser utilizado con líquidos de más de 60°C y no mantener bajo luz solar directa durante largo tiempo.