

SACABOCADO



➤ Fabricado en bronce cromado, recubierto con níquel, con extremo de corte afilado.

➤ Especialmente recomendado para perforar agujeros de diferentes tamaños en tapones de corcho, caucho o silicona.

➤ Las asas grandes permiten un buen agarre para una mayor velocidad de perforación.

➤ El juego consta de 6 tubos diferentes con diámetros que van desde 4 mm a 18 mm.

➤ La varilla de limpieza suministrada garantiza una limpieza rápida y efectiva de los residuos que permanecen en los tubos de corte.