

Mechero Bunsen



QUEMADOR BUNSEN
"tipo estándar"

- Fabricado de acero inoxidable y bronce cromado. Quemador bunsen más comúnmente usado con opción de ajuste de la llama.
- Debido al diseño compacto, puede ser usado por debajo de tripodes de altura estándar.
- Puede ser usado con todos los gases, tales como gas neutro, gas butano o gas de carbón.
- Ofrece un control práctico de la llama desde un calentamiento muy lento hasta alcanzar el punto de ebullición rápidamente con un anillo ajustable de regulación de aire y gas.
- El ajuste preciso de la llama está garantizado por una perilla de control de gas accionada por tornillo.



QUEMADOR BUNSEN
"tipo avanzado"

- Fabricado de acero inoxidable y bronce cromado. Usado preferentemente si se requiere una capacidad de calentamiento más alta.
- Debido al diseño compacto, puede ser usado por debajo de tripodes de altura estándar.
- Puede ser usado con todos los gases, tales como gas neutro, gas butano o gas de carbón.
- Ofrece un control práctico de la llama desde un calentamiento muy lento hasta alcanzar el punto de ebullición rápidamente con un anillo ajustable de regulación de aire y gas.
- El ajuste preciso y fácil de la llama está garantizado por una perilla de control de gas accionada por tornillo.