

Microgoteo



SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES 20 GOTAS X ML.

Infusión set de suero macro gotas para adulto, 20 gotas por 1 ml, regulador de goteo, libre de látex, sin venteo, cámara de goteo flexible, largo de línea 1,8 metros, sitio inyección en Y, con aguja, conexión luer lock.

Empaque bolsa de 25 unidades

Esterilizado en óxido de etileno

Vencimiento esterilización dic 2021

Marca FVK Medical

COTIZACION@GLASSLAB.CL

VICTORIA# 1401 SANBERNARDO FONOS:225272020-225178218 -WWW.GLASSLAB.CL