

## Pipeta Pasteur de vidrio

- Fabricado en vidrio neutro según la norma ISO 7712.
- Ideal para transferir y dispensar líquidos de forma segura en todo tipo de laboratorios, eliminando el riesgo de contaminaciones cruzadas.
- Las paredes gruesas proporcionan una resistencia adicional que elimina el riesgo de rotura durante la utilización.
- Ofrecido con una punta capilar larga. El diseño de la parte de succión permite el taponamiento con algodón.
- Dado que se fabrican mediante un sistema totalmente automático, permiten tamaños de gota reproducibles.

